

## MEDIO: CROMOAUREUS / CROMOCOLI

USOS: Medios Cromogénicos selectivos para la identificación de *S.aureus* y *E coli*

PRESENTACION : Placas dobles de 10 cm de diametro



		cromo aureus		cromo coli	
cepas control	ATCC	desarrollo	color colonia	desarrollo	color colonia
<i>Staphylococcus aureus</i>	25923	muy bueno	rosa a malva		
<i>Staphylococcus aureus</i>	6538	muy bueno	rosa a malva		
<i>Staphylococcus epidermidis</i>		muy bueno	blanco cremoso		
<i>Escherichia coli</i>	11775			muy bueno	azul-violeta
<i>Salmonella choleraesuis</i>	19430			muy bueno	incolora
<i>Shighella flexneri</i>	12022			muy bueno	azul turquesa
<i>Proteus mirabilis</i>	29906			muy bueno	marrón oscuro

Preparado segun especificaciones del fabricante y segun norma ISO/TS11133-1:2000

**CONTROL DE CALIDAD** segun especificaciones del standar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento,

**No congelar.**