

MEDIOS Agar CromoColi /Agar Recuento Total (Plate Count)

USOS: Enumeración de bacterias, hongos y levaduras + identificación de *E.coli*

PRESENTACION: Placas dobles de 10 cm. de diametro.



cepas control	ATCC	RECUESTO TOTAL		CROMOCOLI	
		desarrollo	% recuperac.	color colonia	Indol
<i>Escherichia coli</i>	11775	bueno	mayor del 75%	azul/violeta	positivo
<i>Escherichia coli</i>	25922	bueno	mayor del 75%	azul/violeta	positivo
<i>Salmonella enteritidis</i>	13076	bueno	mayor del 70%	incolora	negativo
<i>Shighella sonnei</i>	11060	bueno	mayor del 70%	azul/violeta	negativo
<i>Citrobacter freundii</i>	8090	bueno	mayor del 68%	rojo/salmón	negativo
<i>Proteus mirabilis</i>	29906	bueno	mayor del 80%	marron oscuro	negativo
<i>Staphylococcus aureus</i>	6538	bueno		NHD	

Preparado segun especificaciones del fabricante y segun norma ISO/TS11133-1:2000

CONTROL DE CALIDAD segun especificaciones del standar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento,

No congelar.