



EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000

"Elaboración , Comercialización , y Distribución de Re-
activos y Productos Biológicos de Diagnóstico

Agar Nutriente.

USOS: Medio multipropósito para el cultivo de variados gérmenes no fastidiosos
Recomendado por AOAC, BAM, COMPF, ISO, SMWW y APHA
PRESENTACION: Placas de 10 cm de diametro.

Este medio cumple con las recomendaciones de la mayoría de los organismos internacionales para el cultivo, investigación y enumeración de una variada gama de microorganismos contaminantes de alimentos .

APHA recomendó este medio en 1985 para el control y exámen de productos lácteos.



cepas control	ATCC	desarrollo	% recuperac
E.coli	11775	bueno	mayor del 75%
B.subtilis	6633	bueno	mayor del 80%
C.albicans	10231	bueno	mayor del 70%
P.aeruginosa	27853	bueno	mayor del 80%
S.aureus	6538	bueno	

Preparado segun especificaciones del fabricante y segun norma ISO/TS11133-1:2000
CONTROL DE CALIDAD segun especificaciones del standar ISO/TS 11133-2:2003
Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.
Conservación: De 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento,
No congelar.