

Cito-Kit

SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS DE PAP

Descripción

Cito-kit es un sistema de recolección, preparación y transporte de la muestra de pap al laboratorio de destino. Contiene todos los elementos necesarios de optima calidad , fácil manejo , en forma conveniente y segura .



Este sistema de recolección esta compuesto por:

una estuche de cartón rígido ,troquelado en forma de sobre que asegura la integridad de la lamina tanto antes como después de obtenida la muestra y mantiene intacta la calidad de la muestra hasta su arribo al laboratorio. El estuche esta personalizado en el exterior para rotularse con los datos del paciente y la procedencia evitando tener que abrirlo hasta el momento del procesamiento de la muestra, haciéndolo muy conveniente para la organizacion y seguridad del trabajo en el laboratorio.

una lamina de vidrio portaobjetos biselada de procedencia alemana de alta calidad ,color y transparencia ; esta lamina viene adherida al estuche para evitar que pueda caerse , golpearse o rallarse al momento de la toma de la muestra o durante el transporte.

una espátula de ayre de material plástico diseñada según las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud., el hecho de ser plástica evita el astillamiento que se produce en las espátulas de madera ,lo que provoca inflamaciones cervicales en las pacientes después de la obtención de la muestra. Se provee estéril sellada en plástico ,lo que produce confianza y seguridad al profesional.

una torula de mango plástico y algodón no absorbente .Esto evita que las células y las secreciones sean absorbidas por el algodón antes de efectuar el frotis, y asegura que la totalidad de las células de la muestra obtenida sean traspasadas a la lamina. Se provee estéril sellada en plástico lo que produce confianza y seguridad al profesional.

una solicitud de examen citológico que contiene todos los datos requeridos por el laboratorio procesador de la muestra .Esto es altamente conveniente tanto para el profesional que toma la muestra como para el laboratorio , ya que la orden siempre acompaña a la lamina debido a que ambas están adheridas al estuche que a su vez presenta los datos y procedencia de la muestra.

Cito-Kits presentan las siguientes ventajas:

- .. Presentar todos los materiales necesarios para una óptima recolección y transporte de muestras de pap al laboratorio.
- .. Evitar el deterioro y mantienen la integridad de la muestra durante el transporte al laboratorio.
- .. Entregan conveniencia de uso al profesional que toma la muestra por su facil manejo,
- .. Ahorro de tiempo espacio y aumento de la confiabilidad en el resultado.
- .. Conveniencia para el laboratorio, asegura que la muestra llegue intacta, rotulada y con la orden incluida.
- .. No es necesario entregar materiales de toma de muestra en forma separada que son difíciles de controlar, facilidad para controlar consumo y costos.
- .. Evitan perdida de material e insumos al laboratorio
- .. Estandarización de métodos de recolección de muestras, lo que aumenta la exactitud del informe.
- .. Conveniencia para el paciente, puede transportar la muestra en forma facil y segura,
- .. Produce confiabilidad por la alta calidad de los materiales utilizados y la esterilidad de sus componentes.