



EMPRESA CON CERTIFICACIÓN ISO
9001:2000

"Elaboración , Comercialización , y Distribución de Re-
activos y Productos Biológicos de Diagnóstico

PLACA DUO Agar Thayer Martin / Agar Sangre de Cordero al 5%

USOS: Medios enriquecidos y selectivos para el aislamiento de fastidiosos, y gonococos de secreciones vaginales y uretrales.

PRESENTACION: Duo-Plate GC Placas dobles de 10 cm de diametro

Medio Thayer Martin

Medio especialmente formulado para el desarrollo de gonococos. Contiene suplementos para proveer un medio especialmente rico para el desarrollo de *Neisserias* y *Haemophilus*.

La adición al medio de inhibidores suprime el desarrollo de la flora saprofita acompañante. En este medio se debe investigar: *Neisseriae gonorrhoeae*, *Haemophilus vaginalis*, *Haemophilus ducreyji*.

Medio Agar Sangre de Cordero

Medio nutriente rico, con adición de sangre de cordero desfibrinada al 5% y especialmente formulado para la diferenciación de cepas por la hemólisis producida por sus colonias. En este medio se deben investigar:

Staphylococcus aureus,
Streptococcus Beta hemolítico,
Corynebacterium vaginalis,
Listeria monocytogenes.



Preparado según especificaciones del fabricante y según norma ISO/TS11133-1:2000

CONTROL DE CALIDAD según especificaciones del estándar ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis.

Conservación: De 4 a 8 °C hasta la fecha de vencimiento,

No congelar.