

## MEDIOS EN TUBOS 16 x 160



Tubos 16 x 160:  
Agar Sabouraud  
Agua Peptonada Tamponada 9 y 9,9 ml  
Caldo EC Modificado  
Caldo Selenito  
Medio Loewenstein Jensen



Preparado según especificaciones del fabricante y según  
norma ISO/TS11133-1:2000

**CONTROL DE CALIDAD** según especificaciones del estándar  
ISO/TS 11133-2:2003

Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis. Conservación: De 8 a 12 °C  
hasta la fecha de vencimiento, **No congelar.**

